






Kryo-Etiketten (-196°C bis +70°C) permanent für Thermodirektdruck

Größe Etikett (mm)	Rollen- Kern Ø	Farbe	Träger- Perforation	Bahnigkeit
				
12,0 x 12,0	1" / 3"	weiß	ja	1
19,0 x 38,0	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 12,7	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 19,05	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 25,4	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 38,1	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 50,8	1" / 3"	weiß	ja	1
28,6 x 19,0	1" / 3"	weiß	ja	1
31,8 x 12,7	1" / 3"	weiß	ja	1
31,8 x 22,2	1" / 3"	weiß	ja	1
32,5 x 15,9	1" / 3"	weiß	ja	1
25,4 x 76,2	1" / 3"	weiß + farbig	ja	1
34,9 x 12,7	1" / 3"	weiß	ja	1
38,1 x 19,1	1" / 3"	weiß	ja	1
38,1 x 25,4	1" / 3"	weiß	ja	1
44,5 x 25,4	1" / 3"	weiß	ja	1
50,8 x 25,4	1" / 3"	weiß + farbig	ja	1
50,8 x 31,75	1" / 3"	weiß	ja	1
63,5 x 12,7	1" / 3"	weiß	ja	1
63,5 x 25,4m	1" / 3"	weiß	ja	1
76,2 x 50,8	1" / 3"	weiß	ja	1
101,6 x 25,4	1" / 3"	weiß	ja	1
101,6 x 35,0	1" / 3"	weiß + farbig	ja	1
				
22,2 x 22,2	1" / 3"	weiß	ja	4
28,6 x 28,6	1" / 3"	weiß	ja	3
31,8 x 31,8	1" / 3"	weiß	ja	3
				
25,4 x 6,9	1" / 3"	weiß	ja	6
				
23,9 x 12,7 + 11,1	1" / 3"	weiß	ja	1 + ○
28,6 x 19,1 + 11,1	1" / 3"	weiß	ja	1 + ○
30,2 x 25,4 + 9,5	1" / 3"	weiß + farbig	ja	1 + ○
31,75 x 15,9 + 9,5	1" / 3"	weiß	ja	1 + ○
ideal für 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen:				
				
30,8 x 6,92	1" / 3"	weiß	ja	(2 Zähne)