










CryoStuck-Etiketten (-196°C bis +100°C) für gefrorene Oberflächen (Anwendungstemperatur bis zu -80°C) permanent für Thermotransferdruck

Größe Etikett (mm)	Rollen-Kern Ø	Farbe	Träger-Perforation	Bahnigkeit
mit einem transparenten Überlappungsbereich (wrap): 				
22,2 x 22,2 + 22,2	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1 + wrap
25,4 x 15,9 + 35,0	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1 + wrap
31,75 x 19,05 + 12,7	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1 + wrap
34,0 x 25,4 + 35,0	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1 + wrap
				
44,5 x 19,1	1" / 3"	transparent	ja	1
44,5 x 25,4	1" / 3"	transparent	ja	1
76,2 x 120,7	1" / 3"	transparent	ja	1
				
25,4 x 19,1 (Druckbereich: 12,7 x 19,1)	1" / 3"	weiß + transparent	optional + Kerbe	1
28,6 x 44,5 (Druckbereich: 28,6 x 31,8)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
41,27 x 50,8 (Druckbereich: 22,2 x 50,8)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
44,5 x 12,7 (Druckbereich: 25,4 x 12,7)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
44,5 x 22,2 (Druckbereich: 31,8 x 22,2)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
44,5 x 25,4 (Druckbereich: 25,4 x 25,4)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
54 x 15,9 (Druckbereich: 41,3 x 15,9)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
76,2 x 38,1 (Druckbereich: 63,5 x 38,1)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
96,5 x 13,9 (Druckbereich: 76,2 x 13,9)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
Formaldehyd- und Formalinbeständig: 				
25,4 x 15,9 + 35,0	1" / 3"	weiß	ja + Kerbe	1 + wrap
38,1 x 25,4 + 38,1	1" / 3"	weiß	ja + Kerbe	1 + wrap
38,1 x 25,4 + 38,1	1" / 3"	gelb	ja + Kerbe	1 + wrap
69,9 x 25,4 + 31,8	1" / 3"	weiß	ja	1 + wrap
69,9 x 30,2 + 31,8	1" / 3"	weiß	ja	1 + wrap
Vertuschungsetiketten / verdeckt bereits vorhandene Informationen 				
39,9 x 19,0 x 23,6 (Druckbereich: 25,4 x 12,7) (Gesamt: 63,5 x 19,1)	1" / 3"	schwarz / weiß + transparent	ja	1 + wrap
Vertuschungsetiketten / verdeckt bereits vorhandene Informationen 				
50,8 x 22,2 + 9,5 (Gesamt: 60,4 x 22,2)	1" / 3"	deckweiß + weiß	ja	1 + wrap
Vertuschungsetiketten / verdeckt bereits vorhandene Informationen 				
22,2 x 34,9 + 19,1 (Gesamt: 41,3 x 34,9)	1" / 3"	weiß + transparent	ja + Kerbe	1 + wrap
39,9 x 19,0 + 23,6	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1 + wrap
Vertuschungsetiketten / verdeckt bereits vorhandene Informationen 				
41,3 x 50,8 (Druckbereich: 22,2 x 50,8)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
76,2 x 38,1 (Druckbereich: 63,5 x 38,1)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
88,9 x 31,8 (Druckbereich: 76,2 x 31,8)	1" / 3"	deckweiß + clear wrap	ja	1
101,6 x 101,6 (Druckbereich: 88,9 x 101,6)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
101,6 x 127,0 (Druckbereich: 88,9 x 127)	1" / 3"	weiß + transparent	ja	1
Vertuschungsetiketten / verdeckt bereits vorhandene Informationen 				
22,2 x 28,6 + 19,1 (Gesamt: 41,3 x 28,6)	1" / 3"	deckweiß + transparent	ja + Kerbe	1 + wrap
50,8 x 25,4 + 12,7	1" / 3"	deckweiß + transparent	ja	1 + wrap
69,9 x 25,4 + 31,8	1" / 3"	deckweiß + transparent	ja	1 + wrap